

Beschrijving van iWhite Tooth Polisher

De gebruiksvriendelijke iWhite Tooth Polisher gebruikt professionele technologie om tandplak en oppervlakkige vlekken van koffie, thee en tabak te verwijderen en om de vorming van tandplak tegen te gaan. De iWhite Tooth Polisher kan eenmaal per week worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

1. Haal de polisher uit de verpakking en spoel de polijstkop voorzichtig.



2. Om de twee AAA-batterijen te plaatsen, trekt u de behuizing omlaag in de richting die op de afbeelding staat aangegeven. Houd de polisher vast bij de romp om de behuizing te verwijderen. Houd de polisher niet bij de buis vast gezien dit de buis kan beschadigen. Let op het "+" en "-" teken als u de batterijen plaatst. Zorg ervoor dat alle delen op de juiste manier werden samengesteld.



3. Poets uw tanden zachtjes vóór ieder gebruik. Controleer vóór gebruik of de polijstkop correct op de buis is geschroefd.



4. Plaats een kleine hoeveelheid iWhite polijstpasta aan de binnenkant en op het puntje van de polijstkop en breng eveneens wat polijstpasta aan op de tanden die u gaat polijsten.



5. Houd de polisher vast met uw vinger op de aan-/uitknop zoals aangegeven op de afbeelding. Plaats de roterende kop voorzichtig op ieder vlak van de tand die u wenst te polijsten.



6. Polijst iedere tand gedurende een paar seconden. Zet niet te veel druk. Indien nodig, breng opnieuw iWhite polijstpasta aan op de polijstkop en op de nog te polijsten tanden.

7. Spoel uw mond nadat u uw tanden heeft gepolijst.

Voorzorgsmaatregelen

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 18 jaar.
- Niet aanbevolen voor gebruik door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
- Gebruik dit product alleen voor gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de iWhite polijstpasta.
- Gebruik niet meer dan voorgeschreven.
- De behandeling niet in liggende positie uitvoeren.
- Deze polisher is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
- Bijt en/of kauw niet op de polijstkop van de iWhite Tooth Polisher.
- Gebruik de iWhite Tooth Polisher niet onder de douche.
- Gebruik de iWhite Tooth Polisher niet met natte handen.
- Vermijd het inslikken van de polijstpasta.
- Bij contact van de polijstpasta met de ogen, overmatig spoelen met water.
- Vermijd contact van de polijstpasta met de zachte weefsels van de mond (tandvles, tong, lippen).
- Vermijd contact van de bodem van de polijstkop met de tanden.
- Gebruik de iWhite Tooth Polisher niet te diep in uw keel.
- Om spatten te voorkomen, brengt u de polijstkop naar uw tanden vooraleer u het apparaat aanzet.
- Een beschadigd of niet-werkend toestel dient niet langer te worden gebruikt.
- De polijstkop niet van de iWhite Tooth Polisher trekken.
- Als de polijstkop niet correct op de buis geschroefd wordt, bestaat het risico dat de polijstkop losraakt en dat deze per ongeluk doorgeslikt wordt.
- Gebruik dit product niet als u een beugel, een retentiebeugel, facings, tandsieraden en/of piercings draagt.

- Dit product dient niet te worden gebruikt wanneer er sprake is van tandvleesaandoeningen. Stop de behandeling wanneer u pijn of te hoge gevoeligheid ervaart; neem indien nodig contact op met uw tandarts.
- Bij allergische reacties op een van de bestanddelen wordt het gebruik van de polijstpasta afgeraden.
- Patiënten bij wie een siliconenallergie is vastgesteld, dienen dit product niet te gebruiken.
- Als u een behandeling ondergaat voor een mond-aandoening, dient u vóór gebruik uw tandarts te raadplegen.
- Gebruik dit product niet binnen twee weken na een tand- en/of orthodontische behandeling (vullingen, kronen, implantaten, enz.).
- Tandpolijsten vervangt niet de dagelijkse tandhygiëne. Wij raden u aan om voor een gezonde mondhygiëne elke zes maanden een afspraak met uw tandarts te maken.
- Eenmaal de tube iWhite polijstpasta is geopend, wordt aanbevolen deze binnen twaalf maanden te gebruiken.
- Op een koele, droge plek bewaren bij 2 tot 25 °C, uit de buurt van warmte en direct zonlicht.
- Stel de onderdelen niet bloot aan extreme temperaturen.
- Houd het product uit de buurt van vuil en stof.

Onderhoud

Spoel de polijstkop na ieder gebruik af met water. Gebruik geen reinigende oplosmiddelen. Dompel het toestel NIET onder in water of een andere vloeistof. Veeg de buitenkant af met een zachte doek. Probeer niet de onderdelen uit elkaar te halen. Het wordt afgeraden om de polijstkop te verwijderen, behalve voor vervanging. Vervang de polijstkop in het geval van beschadiging of slijtage, of ten minste eenmaal per jaar. Controleer de batterijen en de batterijruimte regelmatig. Als de batterijen bijna leeg zijn, dienen ze te worden vervangen. Alleen te vervangen door hoge kwaliteit AAA-batterijen.

Garantie

We verlenen 2 jaar garantie op het product vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode verwijderen we kosteloos alle defecten in het apparaat die resulteren uit fouten in het materiaal of vakmanschap, door deze te repareren of door het gehele apparaat te vervangen, zoals we nodig achten. Deze garantie dekt niet: schade ontstaan tijdens het vervoer, onopzettelijke schade, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, verkeerd beheer, gebrek aan onderhoud, batterijlevensduur, normale slijtage of gebruik, met name betreffende de polijstkop, indringing van vuil of water, evenals defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde of bediening van het apparaat. Deze garantie vervalt als reparaties worden uitgevoerd door niet-gemachtigde personen. Om service te verkrijgen binnen de garantieperiode dient u het volledige apparaat met uw aankoopbon in te leveren bij de lokale distributeur. Verzendkosten worden niet vergoed.

Overige informatie

Fabrikant:	Verdelers:	
Sylphar nv	OTC Medical BV	Axone Pharma SA
Xavier De Cocklaan 42	Markt 30A	Parc de l'alliance
B-9831 Deurle, België	2611GV Delft	Boulevard de France 9A
Tel +32 9 321 70 80	Nederland	1420 Braine L'Alleud
www.iwhiteinstant.com		België/Belgique
		Tel +32 (0)2 389 97 80

Ingrediënten iWhite polijstpasta:

Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Disodium Pyrophosphate, Tetrapotassium Pyrophosphate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Alumina, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Methylparaben, Sodium Saccharin, Limonene.

Inhoud:

- 1 iWhite Tooth Polisher
- 1 iWhite polijstpasta tube 20 ml
- 2 AAA-alkalinebatterijen



Vereist 2 AAA-batterijen (ingesloten). Gooi dit voorwerp niet bij het restafval. Gebruik de collectiesystemen die voor u beschikbaar zijn.

Description du polisseur dentaire iWhite

Le polisseur dentaire iWhite est facile à utiliser car il utilise une technologie professionnelle pour favoriser l'élimination de plaque et des taches superficielles du café, thé ou tabac. Il empêche également l'accumulation de plaque. Le polisseur dentaire iWhite peut être utilisé une fois par semaine.

Mode d'emploi pour la première utilisation

- Sortir le dispositif de son emballage et rincer soigneusement la tête de polissage.
- Pour insérer 2 piles AAA, tirez le corps de l'appareil vers le bas dans le sens indiqué sur la figure. Ne pas tenir le polisseur par la tige pour déboîter le corps de l'appareil, cela pourrait endommager la tige. Respecter les polarités « + » et « - » au moment d'insérer les piles. Avant utilisation, assurez-vous que les différentes pièces sont assemblées correctement.
- Se brosser les dents doucement avant chaque usage. Avant usage, assurez-vous que l'embout de polissage est correctement vissé au tube.
- Appliquer un peu de pâte de polissage iWhite à l'intérieur et au sommet de l'embout de polissage et répartir un peu de pâte de polissage iWhite sur la partie des dents que vous allez polir.
- Tenir le produit en maintenant le doigt sur le bouton marche/arrêt du polisseur dentaire iWhite comme indiqué sur la figure. Appliquer délicatement l'embout rotatif sur chaque zone des dents que vous souhaitez polir.
- Polir chaque zone pendant quelques secondes. Ne pas appliquer trop de pression. Remettre au besoin de la pâte de polissage iWhite sur l'embout de polissage et sur les dents.
- Rincer abondamment la bouche après le polissage des dents.



Précautions

- Conservé hors de portée des enfants.
- Déconseillé aux personnes âgées de moins de 18 ans.
- Déconseillé chez les femmes enceintes ou qui allaitent.
- Utilisez ce produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- À utiliser uniquement avec la pâte de polissage iWhite.
- Ne pas utiliser plus souvent qu'indiqué.
- Ne pas effectuer ce traitement en position couchée.
- Cet instrument à polir les dents est réservé à un usage personnel.
- Ne mordez et/ou ne mâchez pas la tête de polissage.
- Ne pas utiliser sous la douche.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas avaler la pâte de polissage iWhite.
- Rincez abondamment à l'eau en cas de contact de la pâte de polissage iWhite avec les yeux.
- Évitez le contact entre l'embout de polissage et les tissus mous oraux (gencives, langue, lèvres).
- Évitez le contact entre les dents et la base interne de l'embout de polissage.
- Évitez d'utiliser le polisseur dentaire iWhite trop en profondeur dans la gorge.
- Afin d'éviter les projections, guidez l'embout de polissage vers les dents avant de démarrer l'appareil.
- Un dispositif endommagé ou ne fonctionnant pas ne doit plus être utilisé.
- Ne tirez pas l'embout de polissage.
- Si l'embout de polissage n'est pas correctement vissé au tube, il risque de se décrocher et d'être avalé de manière accidentelle.
- N'utilisez pas ce produit en cas de port de bagues dentaires, d'un appareil dentaire amovible, de facettes dentaires, de bijoux pour dents et/ou de piercings.
- N'utilisez pas ce produit si vos gencives sont sensibles. Cessez le

traitement si vous ressentez une douleur ou en cas d'extrême sensibilité ; si nécessaire, contactez votre dentiste habituel.

- L'utilisation de ce produit est déconseillée en cas de réactions allergiques connues à l'un des composants de la pâte de polissage iWhite.
- Les patients ayant une allergie connue au silicone doivent s'abstenir d'utiliser ce produit.
- Si vous avez subi un traitement buccal, veuillez consulter votre dentiste avant usage.
- Ne pas utiliser ce produit dans les 2 semaines suivant un traitement dentaire et/ou orthodontique (obturation, couronne, implant...).
- Le polissage des dents ne remplace pas l'hygiène dentaire quotidienne. Pour une bonne hygiène buccale, nous vous recommandons de consulter un dentiste tous les 6 mois.
- Utiliser la pâte de polissage iWhite dans les 12 mois après ouverture.
- À conserver dans un endroit sec et frais entre 2 et 25 °C, loin de toute source de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- N'exposez pas les pièces à des températures extrêmes.
- Conserver à l'abri de la saleté et de la poussière.

Entretien

Nettoyer la tête polisseuse à l'eau après chaque usage. Ne pas utiliser de nettoyants à base de solvants. Ne pas plonger l'appareil dans de l'eau ou autres liquides. Nettoyer l'extérieur avec un tissu doux. Ne pas essayer de démonter les éléments de l'appareil. Il est déconseillé de retirer la tête polisseuse, sauf pour la remplacer et la recharger. Remplacer la tête polisseuse au moindre signe de détérioration, ou au moins une fois par an. Vérifier régulièrement les piles et leur compartiment. Les piles doivent être remplacées dès que leur niveau de charge est bas. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec des piles AAA de qualité.

Garantie

Nous octroyons 2 ans de garantie sur le produit, à compter de la date d'achat. Durant la période de garantie, nous nous engageons à éliminer gratuitement toute défectuosité de l'appareil résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication, soit en réparant l'appareil, soit en le remplaçant entièrement, à notre charge. Cette garantie ne couvre pas : les dommages survenus durant le transport, accidentels, résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive, dus à la négligence, à une manipulation incorrecte ou à un manque d'entretien, la longévité des piles, l'usure liée à une utilisation normale, notamment de la tête polisseuse, la pénétration de saletés ou d'eau ; sont également exclus les défauts qui ont un effet négligeable sur la valeur ou la fonctionnalité de l'appareil. La garantie est annulée en cas de réparations effectuées par des personnes non autorisées. Pour obtenir un service durant la période de garantie, veuillez remettre ou envoyer l'appareil complet au distributeur local avec votre preuve d'achat. Les frais de transport ne sont pas remboursables.

Informations complémentaires

Fabricant:	Distributeur:	
Sylphar nv	OTC Medical BV	Axone Pharma SA
Xavier De Cocklaan 42	Markt 30A	Parc de L'alliance
B-9831 Deurle, Belgique	2611GV Delft	Boulevard de France 9A
Tél +32 9 321 70 80	Nederland	1420 Braine L'Alleud
www.iwhiteinstant.com		België/Belgique
		Tel +32 (0)2 389 97 80

Ingrédients pâte de polissage iWhite:

Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Disodium Pyrophosphate, Tetrapotassium Pyrophosphate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Alumina, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Methylparaben, Sodium Saccharin, Limonene.

Contenu :

- 1 polisseur dentaire iWhite
- 1 tube de pâte de polissage iWhite 20 ml
- 2 piles alcalines AAA



Fonctionne avec 2 piles AAA (incluses). Ne pas jeter l'appareil aux ordures ménagères.

Utiliser les systèmes de collecte mis à votre disposition.