

# Whitening kit voor het verwijderen van donkere vlekken op de tanden

**iWHITE**  
instant teeth whitening  
Dark Stains

## PRODUCTOMSCHRIJVING

iWhite Dark Stains is een gebruiksvriendelijk en veilig product voor het verkrijgen van wittere tanden dat specifiek ontwikkeld is met de Dark Pigment Adsorption Technology.

Deze behandeling kunt u thuis uitvoeren en duurt slechts 20 minuten per keer en geeft u onmiddellijk tot 8 tinten wittere tanden.

Voor een nog sprankelender resultaat kunt u het product gedurende 5 opeenvolgende dagen gebruiken of u gebruikt het af en toe wanneer u vindt dat het nodig is.

De flexibele gebitsvormen passen op ieder gebit en zijn gevuld met een actieve gel en individueel verpakt. Eén verpakking bevat 10 gevulde gebitsvormen. Deze mondstukken zijn onmiddellijk klaar voor gebruik.

Plaats een mondstuk op de bovenste tandenboog en één op de onderste tandenboog.

iWhite Dark Stains verschilt van alle andere tandbleekmiddelen omdat:

- Het **VERWIJDERT** ACTIEF VLEKKEN VAN KOFFIE, THEE, TABAK EN WIJN van het tandoppervlak zonder het glazuur te beschadigen. Dankzij de Dark Pigment Adsorption Technology zorgt dit innovatieve whitening product voor een onmiddellijk natuurlijk whitening effect.
- Het helpt een **SLECHTE ADEM** te **VERMINDEREN DOOR GEUREN** van KOFFIE, THEE, TABAK EN WIJN TE ADSORBEREN.
- De **ANTIVLEKFORMULE** helpt de vorming van nieuwe vlekken effectief tegen te gaan door te verhinderen dat de donkere pigmenten uit KOFFIE, THEE, TABAK EN WIJN zich op het tandoppervlak vastzetten.
- Het levert een goed oplosbare bron van Calcium en maakt de tanden daardoor **STERKER**.
- Het is een **EEN-STAP-MECHANISME**: het is niet nodig om mondstukken te koken of schoon te maken, geen rommel met spuiten, borsteltjes of afmeten van gel.
- Het mondstuk is speciaal ontworpen om zowel de voor- als de achterzijde van de tanden witter te maken. Dit is belangrijk omdat tanden doorschijnend zijn en vlekken op de achterzijde van de tand aan de voorzijde kunnen doorschijnen.
- Het is gemakkelijk in gebruik: de mondstukken passen bij iedereen en zijn zacht en flexibel.
- Je hoeft zelf **NIET** te **MIXEN**. Elk mondstuk is gevuld met de juiste hoeveelheid actieve whitening gel die speciaal ontwikkeld werd om gevoeligheid te voorkomen.
- Klinische testen bewijzen de **VEILIGHEID** en **DOELTREFFENDHEID** van de iWhite-technologie.

## AANGEWZEN BIJ

iWhite Dark Stains is ontwikkeld voor gebruik bij tandverkleuring ten gevolge van roken, of het drinken van thee, koffie en/of rode wijn.

## GEBRUIKSAANWIJZING



1. Poets voorzichtig uw tanden vóór iedere behandeling.

2. Zorg ervoor dat uw handen schoon en droog zijn.



3. Haal het gevulde mondstuk uit de gesloten verpakking en plaats deze meteen in de mond. Zorg ervoor dat de gel in contact is met het tandoppervlak. Activeer de gel door het mondstuk tegen de tanden te duwen. De bovenste en onderste tanden kunnen tegelijkertijd worden gebleekt.



4. Plaats uw lippen over het mondstuk en sluit voorzichtig uw mond. Let op: te hard bijten kan ervoor zorgen dat de gel uit het mondstuk wordt gedrukt en niet meer in contact is met de tanden.



5. Verwijder het mondstuk na 20 minuten en gooi het onmiddellijk weg. Spoel voorzichtig de achtergebleven gel van uw tanden en tandvlees met wat water.



Eventuele achtergebleven microparels kan u gemakkelijk van tussen uw tanden verwijderen met wat flosdraad.

## VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN iWHITE DARK STAINS

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij zwangerschap of indien u borstvoeding geeft.
- Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
- Vermijd het inslikken van de gel.
- Enkel natuurlijke tanden worden witter. Dit product heeft geen invloed op vullingen, kronen en facetten.
- Gebruik iWhite Dark Stains niet wanneer u een beugel, tandjuwelen en/of piercings draagt.
- Gebruik dit product niet bij problemen met het tandvlees. Stop met de behandeling indien u pijn of overgevoeligheid ervaart; neem indien nodig contact op met uw apotheker.
- Gebruik dit product niet binnen de eerste 2 weken nadat u een tandheelkundige en/of orthodontische behandeling heeft gehad (vullingen, kronen, implantaten...)
- Ga niet liggen tijdens de behandeling.
- Gebruik het product niet indien u allergisch bent voor één van de ingrediënten.
- Vermijd langdurig contact met de huid.
- Grondig spoelen indien het product in contact komt met de ogen.
- Vermijd dat het product op kleding terechtkomt.
- Een gevuld mondstuk is slechts voor éénmalig gebruik. Gebruik geen mondstukken waarvan de individuele verpakking beschadigd is.
- Het product binnen de 30 minuten gebruiken, eens de individuele verpakking geopend is.
- Voor een optimaal resultaat, raden wij u aan om tijdens de behandeling de consumptie van zuurhoudende voedingsmiddelen en dranken zoals limonade, cola etc. alsook tabak, koffie, rode wijn, fruitsap en andere te vermijden.
- We raden u aan om uw tandarts om de 6 maanden te bezoeken voor een gezonde mondhygiëne.
- Bewaar op een koele, droge plaats tussen de 2°C en 25°C. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en hoge temperaturen.
- Gebruik het product niet na de vervaldatum op de verpakking.

## OVERIGE INFORMATIE

**Fabrikant:**

**Sylphar nv**

**Xavier De Cocklaan 42**

**B-9831 Deurle, België**

**Tel. +32 9 231 70 80**

**www.iwhiteinstant.com**

**Verdeler:**

**OTC Medical BV**

**Markt 30A**

**2611GV Delft**

**Nederland**

**Axone Pharma SA**

**Parc de L'alliance**

**Boulevard de France 9A**

**1420 Braine L'Alleud**

**België/Belgique**

**Tel +32 (0)2 389 97 80**

**Ingrediënten:** Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Hexametaphosphate, Sorbitol, Mannitol, Chondrus Crispus Powder, Charcoal Powder, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Phthalimidopercaproyic Acid, Microcrystalline Cellulose, Zea Mays Starch, Sucrose, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Diazolidinyl Urea, Methyl Diisopropyl Propionamide, Acrylates/Acrylamide Copolymer, Paraffinum Liquidum, Xylitol, Monosodium Citrate, Xanthan Gum, PVM/MA Copolymer, Calcium Gluconate, Calcium Lactate, Hydrogenated Lecithin, Potassium Acesulfame, Polysorbate 85, C12-15 Pareth-3, CI77007, CI77891.

**Inhoud:**

**10 x 0,8 g**



## Un kit de blanchiment dentaire instantané

### DESCRIPTION DE L'WHITE DARK STAINS :

L'iWhite Dark Stains est un produit de blanchiment dentaire facile à utiliser, pour une sécurité garantie et spécialement formulé avec la Technologie d'Adsorption des Pigments Noirs.

Ce traitement à domicile s'applique seulement 20 minutes par jour pour un résultat instantané et des dents jusqu'à 8 teintes plus blanches. Le produit peut être utilisé pendant 5 jours consécutifs pour des résultats encore plus remarquables ou vous pouvez l'utiliser de temps en temps, à chaque fois que vous le jugez nécessaire. Les gouttières pré-remplies s'adaptent à toute dentition et sont emballées individuellement dans le respect des normes d'hygiène. Une boîte contient 10 gouttières pré-remplies, prêtes à l'emploi. Placez une gouttière sur vos dents supérieures et une sur vos dents inférieures.

iWhite Dark Stains est différent de tous les autres produits de blanchiment dentaire car :

- Il **ÉLIMINE ACTIVEMENT LES TACHES DE CAFÉ, DE THÉ, DE TABAC ET DE VIN** de la surface des dents, sans endommager l'émail. Grâce à la Technologie d'Adsorption des Pigments Noirs, ce système de blanchiment innovant confère une blancheur naturelle immédiate.
- Il aide à **RÉDUIRE LES PROBLÈMES DE MAUVAISE HALEINE** en ADSORBANT LES ODEURS liées à la CONSOMMATION DE CAFÉ, DE THÉ, DE TABAC ET DE VIN.
- Sa formule **ANTI-TACHE** prévient efficacement la formation de nouvelles taches en empêchant les pigments noirs issus DU CAFÉ, DU THÉ, DU TABAC ET DU VIN d'adhérer à la surface dentaire.
- Il fournit une source très soluble de Calcium et donc **RENFORCE** vos dents.
- Ce système fonctionne en **UNE SEULE ÉTAPE** : il n'est donc pas nécessaire de nettoyer ou de faire bouillir les gouttières, ni de s'encombrer avec la manipulation de seringues, brosses ou gels.
- La gouttière est conçue pour **BLANCHIR LES DENTS À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE**. C'est important parce que les dents sont translucides et des taches à l'arrière peuvent transparaitre devant.
- C'est **FACILE À L'EMPLOI**: les gouttières souples et flexibles s'adaptent à votre dentition.
- Il ne faut **PAS MÉLANGER**. Chaque gouttière est pré-remplie avec une juste dose de gel actif, pour éviter toute sensibilité.
- La technologie iWhite confère une **SÉCURITÉ** et une **EFFICACITÉ** cliniquement prouvées.

### INDICATIONS :

iWhite Dark Stains a été spécialement conçu pour traiter les colorations dentaires liées au tabagisme et à la consommation de thé, de café et/ou de vin rouge.

### INSTRUCTIONS D'USAGE :



1. Brossez vos dents en douceur avant chaque traitement.
2. Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches.
3. Enlevez la gouttière pré-remplie de son emballage et placez-la immédiatement dans la bouche en vous assurant que le gel soit en contact avec les dents. Activez le gel en exerçant une pression sur la gouttière afin qu'elle adhère aux dents. Les dents supérieures et inférieures peuvent être blanchies en même temps.
4. Fermez doucement la bouche, en recouvrant les gouttières avec vos lèvres. Attention : en mordant trop fort le gel pourrait s'échapper de la gouttière et ne plus être en contact avec vos dents.
5. Enlevez la gouttière après 20 minutes et jetez-la immédiatement. Rincez doucement les restes de gel sur vos dents et gencives avec de l'eau. Si des microperles restent coincées entre vos dents, vous pouvez facilement les retirer avec du fil dentaire.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI D'WHITE DARK STAINS :

- Conserver hors de portée des enfants.
- N'est pas recommandé aux femmes enceintes ou qui allaitent.
- N'est pas recommandé pour les enfants de moins de 14 ans.
- Eviter d'avaler le gel.
- Blanchit uniquement les dents naturelles. Plombages, couronnes et facettes ne seront pas affectés par le produit.
- Ne pas utiliser iWhite Dark Stains avec un appareil dentaire, bijou dentaire et/ou piercings oraux.
- Ne pas utiliser ce produit en cas de problèmes de gencive. Arrêtez le traitement si vous ressentez de la douleur ou une sensibilité excessive ; si nécessaire contactez votre pharmacien.
- Ne pas utiliser ce produit dans les 2 semaines qui suivent un traitement dentaire et/ou orthodontique (plombages, couronnes, implants ...).
- Ne pas s'allonger lors de l'exécution du traitement.
- L'utilisation du produit est déconseillée si vous avez des réactions allergiques à l'un des ingrédients.
- Eviter le contact prolongé avec la peau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.
- Eviter de renverser le produit sur les vêtements.
- Chaque gouttière pré-remplie est conçue pour un usage unique. Les gouttières pré-remplies dont l'emballage est endommagé, ne devraient pas être utilisées.
- Une fois l'emballage ouvert, le produit doit être utilisé dans les 30 minutes.
- Pour des résultats optimaux, éviter la consommation d'aliments et boissons acides comme les sodas, ainsi que le tabac, le café, le vin rouge, les jus de fruits et autres substances de coloration durant la période de traitement.
- Nous vous recommandons de visiter votre dentiste tous les six mois pour une hygiène bucco-dentaire saine.
- Conserver dans un endroit sec et frais entre 2°C et 25°C hors de la chaleur et de la lumière solaire directe.
- Ne plus utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

### AUTRES INFORMATIONS :

Fabricant:

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42

B-9831 Deurle

Belgique

Tel. +32 9 231 70 80

www.iwhitainstant.com

Distributeur:

OTC Medical BV

Markt 30A

2611GV Delft

Nederland

Axone Pharma SA

Parc de L'alliance

Boulevard de France 9A

1420 Braine L'Alleud

België/Belgique

Tel +32 (0)2 389 97 80

**Ingredients:** Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Hexametaphosphate, Sorbitol, Mannitol, Chondrus Crispus Powder, Charcoal Powder, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Phthalimidoperoxyacaproic Acid, Microcrystalline Cellulose, Zea Mays Starch, Sucrose, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Diazolidinyl Urea, Methyl Diisopropyl Propionamide, Acrylates/Acrylamide Copolymer, Paraffinum Liquidum, Xylitol, Monosodium Citrate, Xanthan Gum, PVM/MA Copolymer, Calcium Gluconate, Calcium Lactate, Hydrogenated Lecithin, Potassium Acesulfame, Polysorbate 85, C12-15 Pareth-3, C177007, C177891.

Contenu :

10 x 0,8 g